

Bediening

HHP Massage Professional



Beginnen

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt gaat het "On/Off" indicatielampje knipperen. Wanneer u de infra-rood warmtekussens aanschakelt met de twee gele toetsen op de bedieningsconsole, gaat de indicator voor de desbetreffende warmtelamp IR1 of IR2 branden. Nogmaals drukken op dezelfde toets halveert telkens de intensiteit van het warmtekussen. Wanneer u de "Prog. P1-5" toets éénmaal indrukt gaat de oranje indicator bij P1 branden en wordt vervolgens het eerste massageprogramma P1 automatisch gestart. Met dezelfde programma toets "Prog. P1-5" kunt u wisselen tussen de programma's 1 tot en met 5. De groene zone indicators 1 t/m 5 geven aan welke motoren ingeschakeld zijn. U kunt met de grijze plus- en min-toetsen de betreffende zone (zie achterzijde console) harder en zachter instellen. Door langer op de min-toets te drukken schakelt een zone volledig uit. Het groene indicatielampje van de desbetreffende zone zal doven. De grijze plus en min toetsen zijn alleen actief in een van deze vijf standaard programma's. De toets "Off/Timer" zet de timer voor 15 min. (standaard) of 30 min. in het display. Na uw keuze zal het display weer doven. De toets "Med. Prog." start een van de negen medische programma's op. Herhaald drukken rouleert op het display tussen deze programma's.

Standaard Programma's P1 - P5

- Programma P1**
Behaaglijk opwarmings programma voor koude spieren. Gelocaliseerde oscillatiegolven stimuleren lichaam en geest.
- Programma P2**
Doelgerichte continuumassage. Bij vastzittende of vermoeide spieren. Stimuleert de stofwisseling.
- Programma P3**
Intensieve stimulatie van de bloedcirculatie, werkt ontslakkend en werkt stimulerend op het lymfesysteem/lymfedrainage.
- Programma P4**
Korte oscillatiegolven zorgen voor spierontslakking en werken effectief bij spierverspanningen. Opbeurend.
- Programma P5**
Ontspanningsmassage voor een heldere geest. Helpt bij lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Anti-Stress. Effectief inzetbaar voor een goede nachtrust.